

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



### NEW CLASSIC

#### Wózek inwalidzki ręczny, składany, stalowy

##### Dofinansowanie:

P.127 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.128.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej, na ramie krzyżakowej. Wyposażony jest w regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki oraz odchylane podłokietniki. Tapicerka wykonana jest z materiału niepalnego, w kolorze czarnym. Rama jest malowana proszkowo, ma kolor niebieski.

Wózek posiada czarne karbowane ciągi, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. New Classic można zamontować na schodotaz typu gąsienicowego.

##### Zapytaj o opcjonalne wyposażenie:

1. koła tylne łatwo demontowalne na szybkołączach.
2. pas biodrowy
3. hamulce dla osoby prowadzącej



rozmiar kół przednich	rozmiar kół tylnych
200 x 33 mm pełne (PU)	24" x 1 3/8" pompowane/PU pełne – bezobstęgowe wg wyboru klienta

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłogę	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
40, 45, 50 cm	40 cm	44 cm	59, 64, 69 cm	48 cm	35-46 cm	17,35 kg	120 kg