

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



NEW CLASSIC

Wózek inwalidzki ręczny składany, stalowy

Dofinansowanie:

P.127 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.128.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej na ramie krzyżakowej. Posiada odchylane podłokietniki oraz regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki. Tapicerka wykonana jest z materiału niepalnego w kolorze czarnym. Rama jest malowana proszkowo w kolorze niebieskim.

Wózek posiada czarne karbowane ciągi, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. New Classic można zamontować na schodotaz typu gąsienicowego.

Zapytaj o opcjonalne wyposażenie:

1. koła tylne łatwo demontowalne na szybkołączach.
2. pas biodrowy
3. hamulce dla osoby prowadzącej



wielkość kół przednich	wielkość kół tylnych
200 x 33 mm lane (PU)	24 x 1 3/8 pompowane możliwość wymiany na lane - bezobstugowe

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłogę	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
40, 45, 50 cm	40 cm	44 cm	59, 64, 69 cm	48 cm	35-46 cm	17,35 kg	120 kg