

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



złożony



LEMUR PODPÓRKA INWALIDZKA TRÓJKOŁOWA (3-wheel rollator)

Dofinansowanie:
S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

LEMUR podpora inwalidzka trójkołowa (3-wheel rollator) to podpora uniwersalna, składana, wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Wyposażona jest w hamulce z zaciskiem postojowym oraz zapinaną, pojemną torbę, którą można w razie potrzeby odpiąć od konstrukcji. LEMUR ma pełne, gumowe koła o średnicy 8" oraz regulowane na wysokość ręczki z anatomicznymi uchwytami. Wyjątkowo lekka, stabilna konstrukcja i prosty sposób składania to główne atuty podwórki, gdyż ułatwiają jej transportowanie i korzystanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

LEMUR to podpora przeznaczona dla osób ze schorzeniami narządu ruchu, z problemami w pionizacji lub problemami związanymi z utrzymaniem równowagi w czasie chodzenia. Podpora stanowi stabilne podparcie podczas wstawania, stania i chodzenia. Stosowana jest także dla utrzymania równowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie. Dzięki temu znacząco wzmacnia mobilność w bezpieczny i kontrolowany sposób.

PARAMETRY TECHNICZNE	
materiał wykonania	aluminium
waga	5 kg
szerokość	65 cm
długość	70 cm
zakres regulacji wysokości	87 – 99 cm
obciążenie	do 136 kg
dopuszczalne obciążenie torby	do 5 kg
średnica kół	8" (200×45 mm)
hamulce	2 blokowane, z funkcją parkowania