

# PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

## PODPÓRKI INWALIDZKIE



## PANTHER ROLLATOR

### Dofinansowanie:

S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

Panther rollator to nowoczesnie zaprojektowana, inwalidzka podwórka czterokołowa z niebieską aluminiową ramą. To idealne rozwiązanie do wspierania mobilności dla osób, które cenią wysoką jakość wykonania, atrakcyjne wyposażenie oraz kompaktowy wygląd produktu. Podwórka jest łatwo składana i wygodna w transportowaniu.

Głównymi atutami Panther rollator są siedzisko i torba zakupowa. Siedzisko wykonane jest z trwałego, trwałego materiału, który zapewnia użytkownikowi komfort i stabilność. Z przodu znajduje się wyjmowana torba z dwoma uchwytami, którą można wykorzystać również na zakupy. Duże, miękkie koła sprawiają, że podwórka nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest stabilna i skutecznie amortyzuje wstrząsy. Wysokość uchwytów do pchania można bardzo łatwo regulować bez użycia narzędzi i dopasować je do wzrostu użytkownika. Panther rollator jest wyposażony w 2 hamulce z blokadą, przy tylnych kołach. Z tylną ramą zintegrowany jest pedał przechylenia, który ułatwia pokonywanie mniejszych przeszkód. Podwórka została przetestowana i zatwierdzona dla użytkowników o masie do 150 kg.

Głównym zastosowaniem inwalidzkiej podwórki 4-kołowej Panther rollator jest asysta we wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osób z niepełnosprawnością lub starszych.

### PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
wysokość uchwytów do pchania (regulowana)	78 – 101 cm
szerokość całkowita	62 cm
szerokość wewnętrzna między uchwytami do pchania	43 cm
długość całkowita / wysokość siedziska	75,5 cm / 62 cm
średnica kół	200 x 35 mm
maksymalne obciążenie podwórki	150 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	6,73 kg
hamulce	2 hamulce z blokadą postojową
zalecany wzrost użytkowników	150 – 195 cm