

# PODNOŚNIKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## PODNOŚNIKI BASENOWE



## PODNOŚNIK BASENOWY ECO POOL

Podnośnik basenowy EcoPool to ekonomiczna i prostsza wersja innych podnośników basenowych znanego producenta firmy DiGi Project. Jest to firma specjalizująca się w tego typu produktach i z pewnością można im zaufać szczególnie jeśli chodzi o najważniejsze funkcje jakie powinien spełniać tego typu produkt. Ma on służyć likwidacji barier architektonicznych jakimi jest np: brzeg basenu. Często zejście do basenu i wyjście z niego jest barierą nie do pokonania nie tylko dla osób niepełnosprawnych ale i starszych. Podnośnik ten jest urządzeniem, dzięki któremu z łatwością można przetransportować użytkownika do basenu i z basenu jak pod prysznic czy do szatni basenowej w łatwy i komfortowy sposób. Użytkownik po prostu siada na urządzeniu, które jest doprowadzane do krawędzi basenu a następnie siedzisko jest stopniowo opuszczane poniżej powierzchni wody. Przy wychodzeniu z wody proces przebiega po prostu w odwrotną stronę.

### PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalne obciążenie	136 kg
zasięg ramienia	126 cm
głębokość siedziska w wodzie	65 cm
czas opuszczania podnośnika z obciążeniem	20 sekund
czas podnoszenia ramienia podnośnika z obciążeniem	25 sekund
całkowita waga urządzenia	135 kg
bateria	24 V
moc	24 V

