

# PODNOŚNIKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## PODWIESZKI DO PODNOŚNIKÓW



### Podwieszka pełna UNIVERSAL COMFORT

Podwieszki używane są do przemieszczania pacjentów z pozycji siedzącej lub leżącej, którzy posiadają stopień fizycznej niepełnosprawności lub z innymi potrzebami. Podwieszka zapewnia dobre wsparcie ciała i stabilizuje miednicę, podpira górną część ciała. Dzięki dodatkowo wszytemu miękkiemu materiałowi przy miednicy i wokół ud powoduje mniejszy nacisk na te części ciała, co zapewnia komfort dla pacjentów szczególnie wrażliwych.



### Podwieszka pełna UNIVERSAL BASIC

Podwieszki używane są do przemieszczania pacjentów z pozycji siedzącej lub leżącej, którzy posiadają stopień fizycznej niepełnosprawności lub z innymi potrzebami. Podwieszka zapewnia dobre wsparcie ciała i stabilizuje miednicę, podpira górną część ciała. Dzięki dodatkowo wszytemu miękkiemu materiałowi przy miednicy i wokół ud powoduje mniejszy nacisk na te części ciała, co zapewnia komfort dla pacjentów szczególnie wrażliwych.



**M 028**

### Podwieszka M028 do podnośnika elektrycznego pacjenta ULISSE

Podwieszka (uprzęż kąpielowa) podtrzymująca głowę dostosowana jest do podtrzymywania osób niesamodzielnych w trakcie przemieszczania ich za pomocą podnośnika elektrycznego pacjenta ULISSE.

- M028/A – podwieszka z podparciem głowy, dostosowana do podnośnika ULISSE EL i ULISSE AO (obciążenie do 180 kg)
- M028/C – podwieszka z podparciem głowy i nóg, dostosowana do podnośnika ULISSE EL 150 CI (obciążenie do 150 kg)



### Podwieszka pełna UNIVERSAL HAMMOCK

Podwieszki używane są do przemieszczania pacjentów z pozycji siedzącej lub leżącej, którzy charakteryzują się mniejszą aktywnością, spędzając dużo czasu w pozycji siedzącej. Podwieszka szczególnie polecana dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na odwiedzenie nóg i stabilnie siedzących (boczne przestrzenie otwarte dla lepszego dostępu do pacjenta przy codziennych czynnościach higienicznych)