

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE



OFFCARR

THEMIS



Składane oparcie wyposażone jest w mechanizm blokujący zarówno po rozłożeniu, jak i złożeniu, aby ułatwić transport i zmniejszyć zajmowaną przestrzeń, gdy wózek nie jest używany. Głębokość ramy wózka można regulować do 60 mm, co 20 mm. Pojedyncza karbonowa stopka ma możliwość regulacji nachylenia, podobnie jak przednie widelce wózka. Dla komfortu użytkownika tylne koła wyposażone są w oś na szybkozłączkach. THEMIS w standardzie ma hamulce postojowe popychane, ale w ramach indywidualnego konfigurowania można wybrać inne z dostępnych: pociąganych, nożycowych lub kompozytowych.

Wózek aktywny, lekki, składany, na szybkozłączkach

Dofinansowanie:

S.15.01.00.12 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.15.02.01.10 NFZ - kod refundacji NFZ dla dzieci

THEMIS to nowy w naszej ofercie wózek aktywny renomowanej firmy Offcar, który proponowany jest często jako pierwszy wybór dla użytkownika. Jego głównym atutem jest innowacyjna technologia kształtu ramy oraz zintegrowany system regulacji poszczególnych elementów wózka (głębokość siedziska, ustawienie ramy, podnóżka). THEMIS wykonany jest na sztywnej aluminiowej ramie o ergonomicznym profilu rur. Jest ultralekki, jego waga nie przekracza 10kg, natomiast maksymalne obciążenie wózka to 120 kg.

Wózek aktywny THEMIS ma możliwość szerokiego doboru różnych akcesoriów. Dodatkowo płatne, zamawiane na życzenie klienta są akcesoria takie jak:

- podłokietniki w kształcie L, odchylane do góry i z regulacją wysokości
- lewa i/lub prawa podpórka przeciw-wywrotna
- odchylane podpory tułowia
- pas biodrowy
- osłony szprych

waga wózka	szerokość siedziska	maksymalne obciążenie	nachylenie siedziska (od poziomu)	nachylenie nóg (od siedziska)	kółka przednie	średnica kół tylnych	wysokość całkowita (bez zagłówka)	szerokość całkowita
do 10 kg	38 x 40 cm	120 kg	0° ÷ 20°	90° / 95°	pełne 80 / 100 mm	24° / 25°	max 90 cm	max 74 cm