

# PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

## PODPÓRKI INWALIDZKIE



## PODPÓRKA INWALIDZKA TRÓJKOŁOWA 05.0.RPN.51

Dofinansowanie:

P.123 NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Uniwersalna podwórka trójkotowa, składowa wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym oraz zapinaną torbę. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8" oraz regulowane na wysokość rączki z anatomicznymi uchwytami.

PARAMETRY TECHNICZNE	
materiał wykonania	stalowy
waga	7,2 kg
szerokość	68 cm
długość	68 cm
zakres regulacji wysokości rączek	85-95 cm
skok regulacji wysokości	2,5 cm
obciążenie	do 115 kg
dopuszczalne obciążenie torby	do 5 kg
średnica kół	8 cali (200x45)

