

# SCHODOŁAZY I RAMPY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## SCHODOŁAZY



## LG EVA-CHAIR KOMPAKTOWE KRZESEŁKO TRANSPORTOWE

Dofinansowanie:  
MOPS/PCPR

LG EVA-CHAIR – kompaktowe krzesło transportowe. Służy głównie do transportu osób starszych, z niepełnosprawnością czy rannych, po schodach, a także w ciasnych przestrzeniach. Zbudowany z lekkiego stopu aluminium, z udźwignięciem aż do 160 kg. Bardzo łatwo go przechowywać w ciasnych przestrzeniach karetki czy innego samochodu, EVA CHAIR bardzo łatwo się składa i zajmuje niewiele miejsca. Produkt posiada 4 kółka, które pozwalają na łatwe manewrowanie po płaskich powierzchniach, w szczególności, kiedy siedzi na nim pacjent. Dwa przednie kółka są obrotowe, co dodatkowo ułatwia manewrowanie bez konieczności podnoszenia sprzętu. Z tyłu i przodu znajdują się dwie składane ręczki, które pozwalają na szybki manewr przeniesienia pacjenta po schodach. Krzesło ma składany podnóżek. Produkt w standardzie wyposażony jest w 3 pasy bezpieczeństwa.

Produkt występuje także w wersji LG EVA-CHAIR 37. Jest to **krzesło węższe niż standardowe i mieści się w bardzo ciasnych przestrzeniach** jak na przykład w **samolocie** między rzędami siedzeń. Dlatego dedykowane jest dla obsługi lotniskowej.

PARAMETRY TECHNICZNE LG EVA-CHAIR	
Maksymalny wymiar	73 x 52 x 94 cm
Minimalny wymiar (po złożeniu)	21 x 52 x 94 cm
Waga produktu netto	11 kg
Szerokość siedziska	39 cm
Waga produktu brutto	12 kg
Maksymalne obciążenie	160 kg

PARAMETRY TECHNICZNE LG EVA-CHAIR 37	
Maksymalne wymiary (przy złożonych ręczkach)	73 x 42 x 94 cm
Rozmiar przy złożeniu	21 x 42 x 94 cm
Szerokość siedziska	29 cm
Waga produktu netto	10,4 kg
Waga produktu brutto	11,4 kg
Maksymalne obciążenie	160 kg