

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



ROLLATOR PUMA AIR

Dofinansowanie:

S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

Rollator PUMA AIR podwórka inwalidzka czterokołowa przeznaczona głównie do korzystania na zewnątrz. Lekka, aluminiowa konstrukcja wzbogacona o 12-calowe pneumatyczne opony jest gwarancją stabilnego i bezpiecznego stosowania podwórki na nierównych, trudnych nawierzchniach. Pokonuje nierówne chodniki, wystające krawężniki i najeżdża na progi. Rollator PUMA AIR to idealne rozwiązanie do wspierania mobilności dla osób, które cenią wysoką jakość wykonania, atrakcyjne wyposażenie oraz kompaktowy wygląd produktu. Podwórka jest łatwo składana i wygodna w transportowaniu. Można ją złożyć jednym ruchem nadgarstka, pociągając pasek na siedzisku do góry. Dodatkowo, można łatwo regulować wysokość uchwytów do pchania (bez użycia narzędzi). Siedzisko podwórki PUMA wykonane jest z trwałego materiału, który zapewnia użytkownikowi komfort i stabilność. Z przodu znajduje się wyjmowana torba z dwoma uchwytami, którą można wykorzystać również na zakupy. Czarna aluminiowa rama podwórki wyposażona jest także w uchwyty: na kule i kubek. Duże 12", miękkie koła (295 x 45 mm) oraz szerokość 65 cm produktu sprawiają, że podwórka nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz, jest stabilna i skutecznie amortyzuje wstrząsy. Rollator PUMA AIR jest wyposażony w 2 hamulce z blokadą, przy tylnych kołach.

Podwórka została przetestowana i zatwierdzona dla użytkowników o masie do 150 kg. Zalecana jest dla osób o wzroście 160-200 cm.

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
wysokość uchwytów do pchania (regulowana)	82 – 99 cm
szerokość całkowita	65 cm
szerokość wewnętrzna między uchwytami do pchania	40 cm
długość całkowita / wysokość siedziska	76,4 cm / 59 cm
średnica kół	295 x 45 mm
maksymalne obciążenie podwórki	150 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	9,45 kg
hamulce	2 hamulce z blokadą postojową
zalecany wzrost użytkowników	160 – 200 cm